




**PRO-BS**

Searching and Delivering  
Innovation

# Dissect Kit DLC Revest Onco Coluna

ANVISA N° 82551529034



# Dissect Kit DLC Revest Onco Coluna


ANVISA N° 82551529034



O **Dissect Kit DLC Revest Onco Coluna** é um produto composto por utensílios essenciais de acesso cirúrgico, auxiliando em procedimentos na coluna vertebral, assim como na região pélvica e fêmur, tanto para técnicas abertas quanto minimamente invasivas. Projetado para auxiliar em cortes, dissecações, raspagens ósseas e para aspiração de resíduos, seu uso é indicado para abordagens diversas<sup>1</sup> como artrodeses, correção de escoliose, tratamento de instabilidade vertebral e remoção de tumores. Com instrumentos descartáveis, o Revest Onco prioriza a segurança do paciente, eliminando riscos de infecção cruzada e promovendo alta precisão em cada etapa do procedimento.

# DLC Revest Onco Coluna

## Equipamentos e Finalidade



N.	Nome	qtd.	Finalidade
1	Aspirador 2,8mm	1	Remoção de sangue e fluidos corporais que podem se acumular no campo cirúrgico
2	Aspirador 2,0mm	1	Remoção de sangue e fluidos corporais que podem se acumular no campo cirúrgico
3	Gancho 3,5mm	1	Aplicar tração controlada sobre as estruturas da coluna, permitindo que o cirurgião visualize e acesse melhor as áreas-alvo
4	Apalpador 2,0mm	1	Guiar a dissecação e manipulação de tecidos, fornecendo feedback tátil sobre a localização e a profundidade das estruturas anatômicas
5	Probe 126°	1	Medir ângulos precisos durante a colocação de implantes na coluna vertebral, principalmente em cirurgias minimamente invasivas
6	Probe 2,0mm	1	Medir ângulos precisos durante a colocação de implantes na coluna vertebral, principalmente em cirurgias minimamente invasivas
7	Pinça	1	Dissecar e manipular diferentes tipos de tecidos durante a cirurgia, utilizada para segurar, levantar, puxar ou manipular